

Поликлональное Антитело Кролика Против Pop7 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O75817

Артикул: CM0024924



введение

Валидируйте эндогенную экспрессию POP7 с помощью этого поликлонального антитела кролика (O75817) для вестерн-блоттинга и ELISA; подходит для исследования рибонуклеазных комплексов P/MRP в процессинге тРНК и рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против POP7
Примечания/Альтернативные названия	RPP2; RPP20; 0610037N12Rik; POP7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10248
GeneID	10248
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого белка POP7 (NP_005828.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75817
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	В сумке со льдом