

Анти-Porcп Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H237

Артикул: CM0015662



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого PORCN, пальмитоилтрансферазы сигнального пути Wnt, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований пути Wnt и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PORCN кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PPN; DHOF; FODH; MG61; PORC; PORCN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64840
ID гена	64840
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-320 человеческого PORCN (NP_982299.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H237
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом