

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pot1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nux5

Артикул: CM0015814



введение

Кроличье поликлональное антитело против POT1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и мышиным белком POT1, компонентом шелтеринового комплекса, необходимым для регуляции длины и защиты теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GLM9; CMM10; HPOT1; POT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25913
GeneID	25913
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 497-634 человеческого белка POT1 (NP_056265.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NUX5
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	В термосумке со льдом