

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pou1F1 Для Вб И Ифа - P28069

Артикул: CM0024466



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого POU1F1 (PIT1/GHF-1), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований развития гипофиза и транскрипционных факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POU1F1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a; POU1F1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5449
ID гена	5449
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 124 по 273 положение человеческого POU1F1 (NP_000297.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28069
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Айс-пакет