

Поликлональные Антитела Против Pou2Af1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16633

Артикул: CM0029176



введение

Кроличьи поликлональные антитела против POU2AF1, В-клеточного специфического транскрипционного коактиватора, необходимого для формирования герминативных центров. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POU2AF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1; POU2AF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5450
ID гена	5450
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-256 человеческого POU2AF1 (NP_006226.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16633
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом