

## Кроличий Поликлональный Антитело Против Pou2F1/Oct1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P14859

Артикул: CM0022262



### введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого POU2F1/OCT1, предназначенное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с крысой, прогнозируемая молекулярная масса — 76 кДа. Идеально подходит для изучения факторов транскрипции и хроматина. UniProt P14859.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | POU2F1/OCT1 Кроличий pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 5451                                                                                                                                         |
| GeneID                    | 5451                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 15-290 человеческого POU2F1/OCT1 (NP_001185712.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Крыса                                                                                                                                        |
| SWISS                     | P14859                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 76kDa                                                                                                                                        |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                                            |