

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pou2F2 (Oct2) Для Wb И Elisa — P09086

Артикул: CM0021055



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого POU2F2 (OCT2, OTF2), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований факторов транскрипции, регуляции В-клеток и иммуноглобулинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к POU2F2
Примечания/синонимы	OCT2; OTF2; Oct-2; POU2F2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5452
GeneID	5452
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность в пределах аминокислот 400–479 человеческого POU2F2 (NP_001193954.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекры́стная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09086
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом