


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pou2F3 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9UKI9

Артикул: CM0013788



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого POU2F3 (Oct-11), подходящее для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с мышинным белком. Нацелено на фактор транскрипции, участвующий в дифференцировке кератиноцитов и функции пучковых клеток. Идеально для дерматологических исследований и исследований мукозального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POU2F3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PLA1; OCT11; PLA-1; Ерос-1; OCT-11; OTF-11; Skn-1a; POU2F3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25833
ID гена	25833
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого POU2F3 (NP_055167.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9UKI9
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом