

Поликлональное Антитело Anti-Pou3F2 Для Вестерн-Блота, Ифа — P20265

Артикул: CM0023329



введение

Аффинно очищенное кроличье поликлональное антитело к человеческому фактору транскрипции POU3F2 (BRN2, OCT7). Валидировано для Вестерн-блота и ИФА; нацелено на нейроэктодермальную линию. Идеально подходит для исследований дифференцировки нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POU3F2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	BRN2; OCT7; OTF7; OTF-7; POUF3; brn-2; oct-7; N-Oct3; POU3F2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5454
ID гена	5454
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-68 человеческого POU3F2 (NP_005595.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20265
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовой пакет