

Поликлональное Антитело Anti-Pou3F4 Для Wb И Elisa — P49335

Артикул: CM0019362

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого POU3F4 (BRN-4), валидированное для WB и ELISA. Определяет POU3F4 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области нейронауки и изучения факторов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к POU3F4
Примечания/синонимы	BRN4; DFN3; OTF9; BRN-4; DFNX2; OCT-9; OTF-9; BRAIN-4; POU3F4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5456
Идентификатор гена	5456
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого POU3F4 (NP_000298.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49335
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом