

Кроличья Поликлональная Антитело К Pou4F1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Икк, Ифа — Q01851

Артикул: CM0023253

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого POU4F1 (BRN3A), перекрестно реагирующая с мышью и крысой. Валидирована для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Идеально подходит для исследований дифференцировки нейронов, апоптоза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POU4F1 Кроличья pAb
Примечания/псевдонимы	BRN3A, RDC-1, AT1THS, Oct-T1, brn-3A
Вид	Человек
ИД гена (человек)	5457
ИД гена	5457
Иммуноген	Рекомбинантный белок; синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого POU4F1 (NP_006228.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01851
Молекулярная масса белка	43кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом