

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pou4F2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q12837

Артикул: CM0024460

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок POU4F2 (BRN3B). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований дифференцировки ганглиозных клеток сетчатки и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POU4F2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BRN3B; BRN3.2; Brn-3b; POU4F2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5458
GeneID	5458
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого POU4F2 (NP_004566.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q12837
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом