

Поликлональное Антитело Anti-Pou4F3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15319

Артикул: CM0025378

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок POU4F3 (BRN3C), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований развития слуховой системы и дифференцировки волосковых клеток внутреннего уха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POU4F3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BRN3C; DFNA15; DFNA42; DFNA52; POU4F3
Вид	Человек
ID гена	5459
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого белка POU4F3 (NP_002691.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15319
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом