

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pou6F1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q14863

Артикул: CM0028473



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого POU6F1 (BRN5, MPOU, TCFB1). Подходит для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POU6F1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BRN5; MPOU; TCFB1; POU6F1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5463
GeneID	5463
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-301 человеческого POU6F1 (NP_002693.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14863
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет