

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pr1 Бета Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Иммунофлуоресценции (If/Icc), Elisa - P62140

Артикул: CM0011260

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на каталитическую субъединицу PP1 бета человека (P62140). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Ключевое для исследований клеточного деления, метаболизма гликогена и пути MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PP1 beta Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Вид	Человек
GeneID (человек)	5500
GeneID	5500
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 228-327 белка PP1 бета человека (P62140).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62140
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом