

Кроличье Поликлональное Антитело Против Рр1 Бета Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P62140

Артикул: CM0013083

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PP1 бета (PPP1CB) для применений: Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA). Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Детектирует белок массой 37 кДа. Валидировано для исследований клеточного цикла, метаболизма гликогена и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PP1 beta Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Вид	Человек
GeneID	5500
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 227-327 человеческого PP1 бета (NP_002700.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62140
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом