

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pr2A-Aα/Pr65A/Ppp2R1A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P30153

Артикул: CM0029476



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PP2A-Aα/PR65α/PPP2R1A, каркасную субъединицу протеинфосфатазы 2A. Пригодны для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против PP2A-Aα/PR65α/PPP2R1A
Примечания/Альтернативные названия	MRD36; PP2AA; PR65A; PP2AAALPHA; PP2A-Aalpha; PP2A-Aα/PR65α/PPP2R1A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5518
ID гена	5518
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого PP2A-Aalpha/PR65α/PP2A-Aα/PR65α/PPP2R1A (NP_055040.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30153
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом