


Поликлональные Антитела Против Anti-Pp2A- Aβ/Pr65B/Ppp2R1B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P30154

Артикул: CM0021567



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PP2A-Aβ/PR65β/PPP2R1B, скаффолд-субъединицы протеинфосфатазы 2A. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на крысу. Подходят для изучения сигналинга PP2A, регуляции клеточного цикла и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PP2A-Aβ/PR65β/PPP2R1B кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PPP2R1B; PP2A-Aβ; PR65β; субъединица скаффолда Abeta протеинфосфатазы 2; PP2A-Aβ/PR65β/PPP2R1B
Вид	Человек
ID гена	5519
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 502-601 человеческого PP2A-Aβ/PR65β/PPP2R1B (NP_002707.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P30154
Молекулярный вес белка	52кДа/61кДа/66кДа/73кДа
Доставка	Сумка со льдом