

Моноклональное Антитело К Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Для Wb, Elisa - P63151

Артикул: CM0007200



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A, валидированное для WB и ELISA. Распознает белок 52 кДа, перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для изучения клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A
Примечания/Псевдоним	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5520
GeneID	5520
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 94-194 человеческого PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A (NP_002708.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P63151
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	Сумка со льдом