


Кроличье Поликлональное Антитело К Рр2А- B55A/Pr55A/Ppp2R2A - P63151

Артикул: CM0014540



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (PPP2R2A). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Примечания/Альтернативные названия	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5520
GeneID	5520
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63151
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	В пакете со льдом