


Поликлональное Антитело Против Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — Q14738

Артикул: CM0023533



введение

Кроличье поликлональное антитело к PP2A-B56δ (PPP2R5D) для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестная реакция с людьми, мышами и крысами. Идеально подходит для изучения функции регуляторной субъединицы протеинфосфатазы 2A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
Вид	Человек
ID гена (человек)	5528
ID гена	5528
Иммуноген	`Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14738
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодовой пакет