


## Кроличья Моноклональная Антитела Против Pr2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q14738

Артикул: CM0003335



### введение

Кроличья моноклональная антитела, направленная против человеческого PP2A-B56δ (PPP2R5D). Подходит для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (аминокислоты 480–602), молекулярная масса 70 кДа. Только для исследовательских работ.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D кроличья мкАнт                                                                                                    |
| Примечания/псевдонимы     | B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D                                                                                            |
| Вид антигена              | Человек                                                                                                                                   |
| ID гена (человек)         | 5528                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 5528                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480–602 человеческого PPP2R5D (NP_006236.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | Q14738                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 70 кДа                                                                                                                                    |
| Доставка                  | С охлаждающим пакетом                                                                                                                     |