

Поликлональное Антитело Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5E Для Wb, Elisa — Q16537

Артикул: CM0020332



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PP2A-B56δ/PR61δ (PPP2R5E), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с крысой. Идеально подходит для исследований фосфосигналинга и разработки анализов для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E
Примечания/синонимы	B56E; B56epsilon; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E
Вид	Человек
GeneID (человек)	5529
GeneID	5529
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q16537
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом