

Поликлональные Антитела Anti-Pp2A-B56B/Pr61B/Ppp2R5B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15173

Артикул: CM0021558

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью с крысиным белком. Идеально подходят для изучения регуляции PP2A, сигналинга АКТ1 и исследования цитоплазматических фосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B кроличьи пАт
Примечания/Альясы	B56B; PR61B; B56beta; PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B
Вид	Человек
GeneID (человек)	5526
GeneID	5526
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 400–497 человеческого PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B (NP_006235.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q15173
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодовый пакет