


Кроличыи Поликлональные Антитела К Каталитической Субъединице A Pr2A Для Wb, Ihc-P, If/Icc — P67775

Артикул: CM0028885



введение

Кроличыи поликлональные антитела к каталитической α -субъединице PP2A (P67775), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ИФА с перекрестной реактивностью с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходят для исследования сигнальных путей PP2A, регуляции клеточного цикла и контроля транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к каталитической α -субъединице PP2A
Примечания/синонимы	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; каталитическая α -субъединица PP2A
Вид происхождения	Человек
GeneID (человек)	5515
GeneID	5515
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-309 человеческой каталитической α -субъединицы PP2A (NP_002706.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P67775
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодопак