

Кроличья Поликлональная Антитело Против Каталитической Субъединицы В Рр2А (Рpp2Cb) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P62714

Артикул: CM0025020

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против каталитической субъединицы бета-изоформы человеческого PP2A (PPP2CB). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигнальных путей PP2A и комплексов STRIPAK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PP2A Catalytic β Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PP2CB; PP2Abeta; PP2A Catalytic β
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5516
GeneID	5516
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-309 каталитической субъединицы β человеческого PP2A (NP_001009552.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62714
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом