


Поликлональное Антитело Против Ppa1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q15181

Артикул: CM0018362



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PPA1 (неорганическая пирофосфатаза). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения метаболизма фосфатов и сигнальных путей JNK в исследованиях и разработке диагностических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPA1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5464
GeneID	5464
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-289 человеческого PPA1 (NP_066952.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15181
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В пакете со льдом