


Поликлональные Антитела Кролика Против Ppan Для Вестерн-Блоттинга, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Nq55

Артикул: CM0029719



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого PPAN (гомолог супрессора SWI4 1, белок 3, содержащий домен Brix). Валидированы для WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с мышинным белком. Подходят для исследований клеточного роста и нуклеолярных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPAN кролик pAb
Примечания/псевдонимы	SSF; SSF1; SSF2; BXDC3; SSF-1; PPAN
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	56342
ID гена	56342
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого PPAN (NP_064615.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NQ55
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Хладоэлемент