

Поликлональное Антитело Против Ppap2A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14494

Артикул: CM0030161



введение

PPAP2A Rabbit pAb нацелено на фосфолипидную фосфатазу 1 человека (LPP1/PAP2a). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований сигналинга липидных фосфатов и фосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPAP2A Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	LPP1; PAP2; LLP1a; PAP-2a; PPAP2A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8611
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка PPAP2A человека (NP_003702.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14494
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом