

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ppap2B Для Wb, Elisa — O14495

Артикул: CM0020714

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PPAP2B/PLPP3, подходит для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения липидной фосфатазы в сосудистой биологии и передаче сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPAP2B Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LPP3; VCIP; Dri42; PAP2B; PPAP2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	8613
GeneID	8613
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14495
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом