

## Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Pparα Для Wb И Elisa — Q07869

Артикул: CM0011647



### введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело к PPARα, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагирует с PPARα человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения липидного метаболизма, пролиферации пероксисом и сигнальных путей ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к PPARα         |
| Примечания/синонимы       | PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPARα |
| Вид                       | Человек                                          |
| GeneID (человек)          | 5465                                             |
| GeneID                    | 5465                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                             |
| Источник                  | Кролик                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                          |
| Применение                | WB, ELISA                                        |
| Перекрёстная реактивность | Мышь, крыса                                      |
| SWISS                     | Q07869                                           |
| Молекулярная масса белка  | 52 кДа                                           |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                   |