


Анти-Ррага Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb - Q07869

Артикул: CM0019605



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого PPARA, валидированное для вестерн-блоттинга. Реагирует перекрестно с мышью. Необходимый инструмент для исследований липидного метаболизма и ядерных рецепторов, включающих PPARα.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPARA кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPARA
Вид	Человек
ID гена	5465
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 201-300 человеческого PPARA (NP_001001928.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q07869
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Ледяной пакет