


Поликлональные Антитела Против Ppard Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q03181

Артикул: CM0029820



введение

Кроличьи поликлональные антитела к PPAR δ , валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на дельта-рецептор, активируемый пролифератором пероксисом, участвующий в энергетическом метаболизме и окислении жирных кислот. ~50 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPARD кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FAAR; NUC1; NUC1; NR1C2; NUCII; PPARB; PPARD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5467
GeneID	5467
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 102-361 человеческого PPAR δ (NP_803184.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03181
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	Сумка со льдом