


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ppard Для Вб И Ифа - Q03181

Артикул: CM0026558



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий PPARG, валидирована для вестерн-блота и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с крысой. Необходимый инструмент для исследований метаболизма и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPARG Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB
Вид	Человек
ID гена (человек)	5467
ID гена	5467
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 101-200 человеческого PPARG (NP_006229.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q03181
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет