

Кроличья Поликлональная Антитело К Pparg Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37231

Артикул: CM0013399



введение

Кроличья поликлональная антитело к PPAR γ , валидированная для IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Нацелена на ядерный рецептор PPAR γ — ключевой регулятор адипогенеза, метаболизма и воспаления. Идеально подходит для исследований метаболических заболеваний и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPAR γ кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	GLM1; CIMT1; NR1C3; PPARG1; PPARG2; PPARG5; PPARGgamma; PPAR γ
Вид	Человек
GeneID (человек)	5468
GeneID	5468
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого PPAR γ (NP_056953.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37231
Молекулярная масса белка	58кДа
Доставка	Холодовая упаковка