

Поликлональное Антитело Anti-Ppat Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q06203

Артикул: CM0028408

введение

Кроличье поликлональное антитело anti-PPAT для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Распознает человеческий PPAT (глутамин-PRPP-амидотрансферазу), перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. ~57 кДа, идеально для исследований биосинтеза пуринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPAT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GPAT; PRAT; ATASE; PPAT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5471
GeneID	5471
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого PPAT (NP_002694.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06203
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом