

Поликлональное Антитело Против Rrbp Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P02775

Артикул: CM0022871



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против PPBP (CXCL7), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Детектирует человеческий тромбоцитарный основной белок и варианты хемокинов. Идеально для исследований воспаления, активации лейкоцитов и антимикробной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPBP Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5473
GeneID	5473
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-128 человеческого PPBP (NP_002695.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02775
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	В пакете со льдом