


Анти-Ppсs Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hаб8

Артикул: CM0002927



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого PPCS (фосфопантотеноат—цистеин лигазы), валидированный для WB, IHC-P и ELISA. Необходимо для изучения биосинтеза кофермента А из витамина В5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPCS кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	CMD2C; PPCS
Вид	Человек
GeneID (человек)	79717
GeneID	79717
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 212-311 человеческого PPCS (Q9HAB8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HAB8
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом