


Поликлональное Антитело Anti-Ppfia1 Для Wb, Elisa — Q13136

Артикул: CM0013071



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-PPFIA1 для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Валидировано на образцах человека, выявляет липрин-альфа-1 (UniProt Q13136, 136 кДа) для исследований клеточной адгезии и сигнальных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PPFIA1
Примечания/синонимы	LIP1; LIP.1; LIPRIN; PPFIA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8500
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 660–800 человеческого PPFIA1 (NP_003617.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13136
Молекулярная масса белка	136 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом