


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rphln1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Neu8

Артикул: CM0024552



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PPHLN1 (Перифилин-1, CR, HSPC206, HSPC232). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований комплекса HUSH и эпигенетического сайленсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPHLN1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CR, HSPC206, HSPC232, PPHLN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51535
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 195-255 человеческого PPHLN1 (NP_958846.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q8NEY8
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом