

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ppia Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P62937

Артикул: CM0016656



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PPIA (Циклофилин А). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Полезны для изучения фолдинга белков, воспаления, апоптоза и механизмов вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPIA Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	СУРА; СУРН; HEL-S-69p; PPIA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5478
GeneID	5478
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-165 человеческого PPIA (NP_066953.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62937
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом