

Поликлональное Кроличье Антитело Против Рр1с Для Вб, Ифа - Р45877

Артикул: CM0027212



введение

Поликлональное кроличье антитело против РР1С от CamelBio, специфичное к человеческой циклофилину С, позволяет проводить детекцию методами Вестерн-блоттинга и ИФА. Разработано для исследователей, изучающих фолдинг белков и активность изомеразы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPIC Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	СУРС; РР1С
Вид	Человек
ID гена (человек)	5480
ID гена	5480
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий аминокислоты 23-212 человеческого РР1С (NP_000934.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P45877
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет