

Анти-Ppie Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ip, Elisa - Q9Unp9

Артикул: CM0026161



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела Anti-PPIE, валидированные для WB, IP, ELISA. Реагируют с человеческим и мышинным белками. Пептидил-пролил цис-транс-изомераза E, участвующая в сплайсинге пре-мРНК и изомеризации пролина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPIE кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CYP33, CYP-33, PPIE
Вид	Человек
GeneID (человек)	10450
GeneID	10450
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-301 человеческого PPIE (NP_006103.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UNP9
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом