


Поликлональное Антитело Против Ppif (Циклофилин D) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P30405

Артикул: CM0027246



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PPIF (циклофилин D), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований поры митохондриальной проницаемости и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPIF Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CYP3, CypD, Cyp-M, Cyp-D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10105
GeneID	10105
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-207 человеческого PPIF (NP_005720.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P30405
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В пакете со льдом