


Анти-Ppif Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P30405

Артикул: CM0030568



введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого PPIF (Циклофилин D), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Нацелено на белок матрикса митохондрий, участвующий в регуляции поры проницаемости и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPIF кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	CYP3; CypD; Cyp-M; Cyp-D; PPIF
Вид	Человек
GeneID (человек)	10105
GeneID	10105
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-207 человеческого PPIF (NP_005720.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30405
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом