

Поликлональные Антитела Кролика Против Ppl Для Wb, If/Icc, Elisa - O60437

Артикул: CM0030154



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против периплакина (PPL), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA) в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ороговевающей оболочки кератиноцитов и десмосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPL Rabbit pAb
Примечания/Альясы	PPL
Вид	Человек
GeneID (человек)	5493
GeneID	5493
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60437
Молекулярная масса белка	205 кДа
Доставка	Хладоэлемент