

Моноклональное Антитело Против Rpm1A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35813

Артикул: CM0002212



введение

Кроличье моноклональное антитело против RPM1A, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацелено на человеческий RPM1A/PP2C-альфа, фосфатазу в сигнальных путях TGF-бета и NF-kB. Подходит для исследований и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против RPM1A
Примечания/Альтернативные названия	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; RPM1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5494
GeneID	5494
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-382 человеческого RPM1A (NP_066283.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35813
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом