

Анти-Ppm1A Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P35813

Артикул: CM0025879



введение

Кроличий поликлональный анти-PPM1A антитело для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный PPM1A (PP2C α , 42 кДа). Идеально подходит для изучения сигнальных путей TGF-бета и NF- κ B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPM1A кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5494
GeneID	5494
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 161-370 человеческого PPM1A (NP_005029.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35813
Молекулярный вес белка	42kDa
Доставка	Сумка со льдом