

Кроличья Моноклональная Антитело К Rpm1E Для Вб, Ифа - Q8Wу54

Артикул: CM0009911

введение

Моноклональное антитело нацелено на человеческий RPM1E (POPX1/CaMKP-N) для вестерн-блота и ИФА. Валидировано на перекрестную реактивность с человеческим белком. Полезно в исследованиях сигнализации CaM-киназы, дефосфорилирования PAK и распада стресс-актиновых волокон. Предсказанная молекулярная масса: 84 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к RPM1E
Примечания/алиасы	POPX1, PP2CH, caMKN, CAMKPN, CaMKP-N, RPM1E
Вид	Человек
ID гена (человек)	22843
ID гена	22843
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-600 человеческого RPM1E (Q8WY54))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WY54
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодильный пакет