

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ppm1F Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49593

Артикул: CM0015897

введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого PPM1F (фосфатаза CaM-киназы), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения апоптоза и внутриклеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPM1F кролик rAb
Примечания/Псевдоним	CAMKP; FEM-2; POPX2; hFEM-2; CaMKPase; PPM1F
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9647
GeneID	9647
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого PPM1F (NP_055449.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49593
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	С ледяным пакетом